

Vialka s vnějším zamačkávacím víčkem ND18/ND22

Vialka z čirého sodnovápenatého skla

- Vialky dodáváme bez víček, víčka je nutné objednat samostatně

Technické parametry

Materiál: sodnovápenaté sklo



Vialky

Objem (ml)	Nominální průměr (mm)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	ND18	20	40	100	I238231
10	ND18	22	50	100	I238331
15	ND22	26	48	100	I238431
25	ND22	26	65	100	I238531

Víčko zamačkávací

- Víčka dokonale utěsní vialku

Technické parametry

Materiál: transparentní PE

Vialka	Balení (ks)	Katalogové číslo
ND18	100	I238631
ND22	100	I238731

