

Vialka šroubovací 5, 10, 15 a 20 ml

Čirá nebo hnědá vialka se závitem

- Vialky bez víček, odpovídající víčko objednávejte samostatně

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo 1. hydrolytické třídy

Objem	Průměr	Výška	Průměr uzávěru
5 ml	17 mm	61 mm	15 mm
10 ml	19 mm	66 mm	15 mm
15 ml	21 mm	71 mm	18 mm
20 ml	23 mm	86 mm	20 mm



Vialky šroubovací 5,10,15 a 20 ml

Popis	Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vialka čirá	5	100	R.XC37.1
Vialka hnědá	5	100	R.XC38.1
Vialka čirá	10	100	R.XC39.1
Vialka hnědá	10	100	R.XC40.1
Vialka čirá	15	100	R.XC41.1
Vialka čirá	20	100	R.XC42.1

Víčka šroubovací s těsnící podložkou

Pro vialky o objemu 5, 10, 15 a 20 ml

- S těsnící podložkou

Technické parametry

Materiál víčka: PP

Vnitřní průměr víčka (mm)	Materiál těsnící podložky	Vialka (ml)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	přírodní kaučuk oranžovo-červený / TEF transparentní	5	černá	100	R.XC43.1
15	butyl červený / PTFE šedý	5	černá	100	R.XC44.1
18	butyl červený / PTFE šedý	15	černá	100	R.XC45.1
20	butyl červený / PTFE šedý	20	bílá	100	R.XC46.1



P-LAB

Víčko šroubovací s těsnící podložkou