

Pipeta vícekanálová automatická nastavitelná Transferpette® S | Brand

8 a 12kanálové pipety s jednoduchým ovládáním a vysokou přesností dávkování od 0,5 do 300 µl

- Lehký a vyvážený ergonomický tvar pipety pro snadné ovládání pravou i levou rukou
- Jednou rukou i v rukavicích lze nejen pipetovat a vyhodit špičku, ale i nastavit objem na čtyřmístném počítadle
- Zámek nastaveného objemu brání náhodné změně
- Barevné kódování kolečka pro nastavení objemu a blokovacího zámku pro rychlou identifikaci objemu pipety
- Rukojeť pipety volně otočná o 360° v obou směrech pro nastavení optimálního úhlu vůči mikrotitrační destičce
- Minimální síla potřebná pro ovládání dávkovacího tlačítka a jeho krátký zdvih usnadňuje dlouhodobé rutinní použití
- Špičky lze snadno nasadit i schodit díky O-kroužkům na kónusu
- Jednoduché patentované odstranění jednotlivých kónusů a O-kroužků pro snadné čištění nebo výměnu
- Snadná kalibrace bez použití náradí díky technologii Easy Calibration
- Účinky UV záření mohou během standardní UV sterilizaci způsobit změnu barvy
- Pipeta je autoklávovatelná v sestaveném stavu bez nutnosti rozebrání při 121 °C (15 minut)
- Individuální kontrolní certifikát

Technické parametry

Model	Objem	Přesnost (%) při maximálním objemu	Přesnost (µl) při maximálním objemu	Reprodukovatelnost (%) při maximálním objemu	Reprodukovatelnost (µl) při maximálním objemu
M8/M12-10	0,5 - 10 µl	≤±1,6 %	≤±0,16 µl	≤1,0 %	≤0,1 µl
M8/M12-50	5 - 50 µl	≤±0,8 %	≤±0,4 µl	≤0,4 %	≤0,2 µl
M8/M12-100	10 - 100 µl	≤±0,8 %	≤±0,8 µl	≤0,3 %	≤0,3 µl
M8/M12-200	20 - 200 µl	≤±0,8 %	≤±1,6 µl	≤0,3 %	≤0,6 µl
M8/M12-300	30 - 300 µl	≤±0,6 %	≤±1,8 µl	≤0,3 %	≤0,9 µl



8kanálová pipeta					12kanálová pipeta				
Model	Objem (µl)	Krok (µl)	Doporučená velikost špičky (µl)	Katalogové číslo	Model	Objem (µl)	Krok (µl)	Doporučená velikost špičky (µl)	Katalogové číslo
M8-10	0,5 - 10	0,01	0,5 - 20	P705900	M12-10	0,5 - 10	0,01	0,5 - 20	P705920

M8-50	5 - 50	0,05	2 - 200	P705906	M12-50	5 - 50	0,05	2 - 200	P705926
M8-100	10 - 100	0,1	2 - 200	P705908	M12-100	10 - 100	0,1	2 - 200	P705928
M8-200	20 - 200	0,2	2 - 200	P705910	M12-200	20 - 200	0,2	2 - 200	P705930
M8-300	30 - 300	0,5	5 - 300	P705912	M12-300	30 - 300	0,5	5 - 300	P705932

Multikanálové pipety Transferpette® S dodáváme s individuálním kontrolním certifikátem, dvěma krabičkami odpovídajících špiček TipBox firmy BRAND, korýtkem na reagentie, držákem pro zavěšení na polici, štítkem pro individuální identifikaci na opěrce prstu, nástrojem na demontáž a montáž kónusů, silikonovou vazelinou a sadou těsnících O-kroužků