

Víceprvkový standard pro IC kationtový 10 mg/l

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: Na⁺, K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

Koncentrace (mg/l)	Ionty	Matrice	Balení	Katalogové číslo
každý 10	Na ⁺ , K ⁺ , Mg ²⁺ , Ca ²⁺	H ₂ O	100 ml	R.2032.1
každý 10	Na ⁺ , K ⁺ , Mg ²⁺ , Ca ²⁺	H ₂ O	500 ml	R.2032.2