

Víceprvkový standard pro IC kationtový o různých koncentracích

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: NH_4^+ , Ca^{2+} , K^+ , Li^+ , Mg^{2+} , Na^+

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

Ionty	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
NH_4^+ Ca^{2+} K^+ Li^+ Mg^{2+} Na^+	40 40 20 10 20 20	0,1% HNO_3	100 ml	R.2669.1
NH_4^+ Ca^{2+} K^+ Li^+ Mg^{2+} Na^+	40 40 20 10 20 20	0,1% HNO_3	500 ml	R.2669.2