

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (10 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	10
Bezp. věty (GHS):	H290

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
Mo	50
Pd	40
Pt	40
Rh	40
Sb	80
Si	40
Sn	80
Te	40
W	40
Zr	40

Matrice	Specifikace	Balení	Katalogové číslo
2% HCl	10 prvků	100 ml	R.6815.1
2% HCl	10 prvků	500 ml	R.6815.2