

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (16 prvků, 10 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	16
Matrice:	5% HNO ₃
Složení standardu - prvky:	As, Be, Co, Cr, Cs, Cu, Li, Mn, Ni, Pb, Rb, Sc, Se, Sr, V, Zn
Bezp. věty (GHS):	H290-H314-EUH071-EUH208

Matrice	Specifikace	Balení	Katalogové číslo
5% HNO ₃	16 prvků, 10 mg/l	100 ml	R.0416.1
5% HNO ₃	16 prvků, 10 mg/l	500 ml	R.0416.2