

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (28 prvků, 10 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	28
Objem (ml):	100
Složení standardu - prvky:	Al, As, Ba, Be, Bi, Pb, Ca, Cd, Cr, Cs, Fe, Ga, In, K, Co, Cu, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Rb, Se, Ag, Sr, Tl, V, Zn

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
5% HNO ₃	28 prvků	R.6802.1