

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (30 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Technické parametry

Počet prvků: 30

Bezpečné věty (GHS): H290-H315-H319-H350i-EUH208

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
Ag	10
Al	10
As	100
B	100
Ba	10
Be	100
Bi	10
Ca	1000
Cd	10
Co	10
Cr	10
Cu	10
Fe	100
Ga	10
K	10
Li	10

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
Mg	10
Mn	10
Mo	10
Na	10
Ni	10
Pb	10
Rb	10
Se	100
Sr	10
Te	10
Tl	10
U	10
V	10
Zn	100

Matrice	Balení	Katalogové číslo
2% HNO ₃	100 ml	R.1L4K.1