

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (4 prvky, 10 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	4
Složení standardu - prvky:	Mo, Sb, Sn, Tl
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319

Matrice	Specifikace	Balení	Katalogové číslo
směs 2% HNO ₃ a 0,1 % HF	4 prvky, 10 mg/l	100 ml	R.6807.1
směs 2% HNO ₃ a 0,1 % HF	4 prvky, 10 mg/l	500 ml	R.6807.2