

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (15 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	15
Objem (ml):	100
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319-H317

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
Al	500
As	100
Be	100
Cd	25,0
Co	100
Cr	100
Cu	100
Fe	100
Hg	5,0
Mn	100
Ni	100
Pb	100
Se	25,0
V	250
Zn	100

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
2% HNO ₃	15 prvků	R.2644.1