

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (2 prvky)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use"), CR-03

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	2
Složení standardu - prvky:	P, S

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (µg/l)
P	75
S	1000

Matrice	Specifikace	Objem	Katalogové číslo
H ₂ O	2 prvky	100 ml	R.1K3C.1
H ₂ O	2 prvky	250 ml	R.1K3C.2