

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (24 prvků, 100 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	24
Matrice:	2% HNO ₃
Objem (ml):	100
Složení standardu - prvky:	Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319-H317
Koncentrace prvků:	100 mg/l

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
2% HNO ₃	24 prvků, 100 mg/l	R.2639.1