

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (7 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	7
Objem (ml):	100
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319-H317-H412

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
Cd	10
Cr	900
Cu	800
Hg	8
Ni	200
Pb	900
Zn	2500

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
2% HNO ₃	7 prvků	R.2643.1