

Vkládací košíky a příslušenství pro lázně ELMASONIC

Nerezové vkládací košíčky, ponorné kulaté košíčky, plastová víka a nerezová víka s otvory pro kádinky



Vkládací košíky a příslušenství pro lázně ELMASONIC

Vkládací perforovaný nerezový košík

Nerezové košíky pro modely ELMASONIC Easy, S, Select a P

- Košíky s perforovanými stěnami a dnem
- Plastová držadla
- Do košíků lze přichytit široká nabídka držáků - viz sekce Soubory ke stažení

Technické parametry

Materiál: nerezová ocel

Pro model	Vnitřní rozměry (mm)	Maximální zatížení (kg)	Katalogové číslo
10	155 x 70 x 35	1,0	E104170
20	110 x 105 x 50	1,0	E104209
30	195 x 105 x 50	1,0	E104176
40	195 x 105 x 95	3,0	E104232
60	255 x 105 x 95	5,0	E104243
80	455 x 105 x 55	5,0	E104265
100	250 x 195 x 90	6,0	E104178
120	250 x 195 x 135	7,0	E104277
180	280 x 255 x 135	8,0	E104275
300	450 x 255 x 135	10,0	E104271



Vkládací perforovaný nerezový košík

Košíček ponorný kulatý

Košíčky pro drobné předměty použitelné v kterékoliv lázni

- Hustá nerezová síťovina nedovolí propadnout drobným předmětům mezerami v síťce
- Kulatý tvar košíčků umožňuje použít je pro čištění malých dílů v kádince

Technické parametry

Materiál: polypropylen (PP) nebo nerezová ocel 1.4301

Materiál košíčku	Vnitřní průměr (mm)	Výška košíčku (mm)	Celková výška (mm)	Katalogové číslo
PP	70	40	180	R855861
Nerezová ocel	55	55	140	R855961
Nerezová ocel	70	60	175	E107545



Vkládací kulatý košíček z nerez oceli



Vkládací kulatý košíček z PP

Víko plastové

Univerzálně tvarované víko tlumící hluk

- Po otočení může být víko použito jako tácek pod vkládací košík

Pro model	Katalogové číslo
10	E103278
15	E103280
30	E103281
40	E103281
60	E103282
70 a 80	E103283
100	E103285
120	E103285



 P-LAB

Víko s otvory pro kádinky

Nerezové víko se dvěma stejně velkými otvory

- Okraje otvorů kryté gumovým o-kroužkem

Technické parametry

Materiál:	nerez plech
Průměr otvoru :	96 mm
Počet otvorů:	2
Vnější průměr gumového kroužku:	100 mm

Víko pro model	Rozměry (mm)	Katalogové číslo
30, 80, 100, 120	270 x 170 x 15	R855761
60, 150, 180, 300	330 x 180 x 15	E207093



Víko s otvory pro kádinky