

## Vlhkoměr a barometr 622 | TESTO

Vlhkoměr a barometr pro měření teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu

- Ideální pro sledování vnitřního klimatu speciálně v laboratořích
- Velký displej umožňuje přehled o aktuálních hodnotách
- Přístroj nepřetržitě měří teplotu, vlhkost vzduchu a tlak vzduchu v intervalu 10 sekund
- Naměřené hodnoty zobrazuje na dobře čitelném velkém displeji, včetně data a času
- Při překročení hraniční hodnoty spustí termohygrometr optický alarm prostřednictvím LED diod

### Technické parametry

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Teplotní rozsah:     | -10 až +60 °C     |
| Rozlišení:           | 0,1 °C            |
| Přesnost:            | ±0,4 °C           |
| Pouzdro:             | plast (ABS)       |
| Krytí :              | IP 30             |
| Rozměry (š x h x v): | 185 x 105 x 36 mm |
| Hmotnost:            | 240 g             |



Termohygrometr Testo 622

| Model                    | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------------------------|-------------|------------------|
| Termohygrometr Testo 622 | 1           | R.LY99.2         |

Součástí balení je hygrometr testo 622 s barometrem, baterie, připevňovací materiál a výstupní protokol z výroby.