

Vortex Genie® 2Pulse | SCIENTIFIC INDUSTRIES

Vortex stejného typu jako Genie 2T s přidanou pulzní funkcí pro aplikace vyžadující agresivní mixování

- Nastavitelný čas "RUN/STOP" umožňuje mixovat pomocí rychlých krátkých pulzů nebo použít intervalové mixování
- Pulzní mixování vyvolává větší množství srážek a náhodných pohybů
- Programovatelná pulzní funkce je vhodná např. pro mixování látek citlivých na teplotu
- Digitální nastavení rychlosti, času a "RUN/STOP" intervalu a kontrola na displeji zaručuje přesnost a reprodukovatelnost mixování
- Pro Vortex Genie 2Pulse lze použít všechny standardní nástavce pro vortexy řady Genie 2
- Vortex Genie 2Pulse nemá mikropínač na přitlak, po vypnutí pulzní funkce je použitelný jako standardní kontinuální vortex

Technické parametry

Frekvence třepání:	500 až 2 850 ot/min
Poloměr otáček:	4 mm
Doba pulzu ON/OFF:	0,1 vteřina až 99 minut
Časový spínač pro nástavce:	1 až 99 min nebo kontinuálně
Napájení:	230 V, 50 Hz
Příkon:	55 W
Rozměry (š x h x v):	122 x 165 x 165 mm
Hmotnost:	4 kg



Vortex Genie® 2Pulse



Kompletní příslušenství pro vortexy řady Genie 2



Vertikální nástavce na zkumavky



Nástavce na zkumavky



Horizontální nástavce na zkumavky



Nástavec SI na zkumavky

Popis	Katalogové číslo
Vortex Genie® 2Pulse komplet	I610441

Vortex Genie® 2Pulse se dodává s nástavcem průměru 25 mm na zkumavku a s plochým nástavcem z vroubkované gumy průměru 76 mm pro kádinky a baňky.