

Vortex Genie® 2 / 2T / 2Digi | SCIENTIFIC INDUSTRIES

Míchání nebo třepání kapalin v libovolných nádobách do objemu 250 ml

- Model 2T a 2Digi s časovým spínačem - vypne třepání automaticky po uplynutí nastavené doby
- Mikrospínač na přítlak nebo kontinuální provoz
- Regulace otáček nezávislá na intenzitě přítlaku
- Model 2Digi s digitálním nastavením otáček a času na displeji

Technické parametry

Model	Vortex Genie® 2	Vortex Genie® 2T	Vortex Genie® 2Digi
Frekvence třepání	600 až 2 700 ot./min	600 až 2 700 ot./min	500 až 2850 ot./min
Poloměr otáček	4 mm	4 mm	4 mm
Časový spínač pro přítlak	-	1 až 60 vteřin	1 až 99 vteřin
Časový spínač pro nástavce	-	1 až 60 min nebo kontinuálně	1 až 99 min nebo kontinuálně
Napájení	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Příkon	55 W	55 W	55 W
Rozměry (š x h x v)	122 x 165 x 165 mm	122 x 165 x 165 mm	122 x 165 x 165 mm
Hmotnost	4 kg	4 kg	4 kg



Vortex Genie® 2



Vortex Genie® 2T



www.p-lab.cz

Model	Katalogové číslo
Vortex Genie® 2 komplet	Q376126
Vortex Genie® 2T komplet	R756171
Vortex Genie® 2Digi komplet	I886411



Vortexy Genie® 2 / 2T / 2Digi dodáváme s nástavcem o průměru 25 mm na zkumavku a s plochým nástavcem z vroubkované gumy o průměru 76 mm pro kádinky a baňky.



Příslušenství pro Vortex Genie®

Popis	Katalogové číslo
Držák pro kádinky do 250 ml	Q504039
Úchyt bez otvorů (pro vlastní úpravu) ¹	Q503277
Úchyt na 12 zkumavek prům. 9 až 16 mm ¹	Q503278
Úchyt na 8 zkumavek prům. 14 až 29 mm ¹	Q503279
Úchyt na 4 zkumavky prům. 29 až 37 mm ¹	Q503280
Plochý nástavec prům. 150 mm	Q146605
Držák na 60 mikrozkušavek ²	Q504234
Držák na mikrotitrační destičku ²	Q504235
Náhradní nástavec na zkumavky	R750671
Náhradní vroubkovaná guma pro plochý nástavec prům. 76 mm	R750871
Náhradní plochý nástavec bez vroubkované gumy prům. 76 mm	R750771

¹Pro nasazení do držáku pro kádinky (držák pro kádinky kat. č. Q504039 nutno objednat samostatně).

²Pro nasazení na plochý nástavec 150 mm (plochý nástavec kat. č. Q146605 nutno objednat samostatně).





Kompletní příslušenství pro vortexy řady Genie 2

Nástavec TurboMix®

Nástavec pro intenzivní mixování v mikrozkuvkách 1,5/2,0 ml

- Připevňuje se trvale samolepicími páskami na zadní stěnu Vortexu
- Díky vysoké účinnosti třepání lze použít i pro dezintegraci buněk pomocí skleněných kuliček
- Vhodný pro mikrozkuvky typ eppendorf nebo se šroubovacím víčkem

Technické parametry

Kapacita : 12 mikrozkuvek 1,5/2,0 ml

Popis	Katalogové číslo
Nástavec TurboMix	R651771

Po odklopení přítlačné hlavy lze držák TurboMixu vyměnit a používat Vortex s nástavcem na zkuvky nebo plochým nástavcem 75 mm



Nástavec TurboMix