

Vortex mixer PV-1 | GRANT-BIO

Kompaktní vortex pro osobní použití

- Gumové přísavné odpružení zabraňuje přenosu vibrací na pracovní stůl
- Použití pro 0,5 až 2,0 ml mikrozkušavky a zkumavky do objemu 50 ml
- Regulovatelné otáčky v režimu kontinuálního provozu i při použití mikrospínače na přítlak
- Reprodukovatelné jemné i intenzivní míchání a roztřepávání pelet

Technické parametry

Frekvence třepání:	750-3 000 ot/min
Poloměr otáček:	2 mm
Maximální průměr zkumavky:	28,5 mm
Napájení:	síťový zdroj 12 V
Provozní teplota:	4 až 40 °C
Rozměry (š x h x v):	90 x 150 x 80 mm
Hmotnost:	1,1 kg



Vortex mixer PV-1

Popis	Katalogové číslo
Vortex mixer PV-1	G420111