

Vortex s multifunkčním nástavcem | HEATHROW SCIENTIFIC

Pro krátkodobé i kontinuální mixování s nástavcem pro uchycení 6 různých typů zkumavek a mikrotitrační destičky

- Multifunkční nástavec pro uchycení zkumavek 5, 15 a 50 ml, mikrozkušavek 0,2, 0,5 a 1,5/2,0 ml
- Nástavec lze použít i pro uchycení mikrotitrační destičky a pro standardní mixování jedné zkumavky
- Tři rychlosti mixování, mikrospínač na přítlak nebo kontinuální provoz
- Nástavec lze pro vyčištění snadno sejmout

Technické parametry

Frekvence třepání:	1 000, 2 000 nebo 3 000 ot/min
Poloměr otáček:	3,7 mm
Kapacita nástavce:	2 zkumavky 50 ml (horizontálně) 2 zkumavky 15 ml (horizontálně) 2 zkumavky 5 ml (horizontálně) 4 mikrozkušavky 1,5/2,0 ml (vertikálně) 6 mikrozkušavek 0,5 ml (vertikálně) 24 mikrozkušavek 0,2 ml (vertikálně) 1 mikrotitrační destička
Napájení:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v):	171 x 197 x 190 mm
Hmotnost:	3,93 kg



Vortex s multifunkčním nástavcem





Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vortex s multifunkčním nástavcem	1	R.CNH7.1