

Vortex V-100 a V-200 | COLE-PARMER STUART

Robustní nízký tvar vortexu zaručuje jeho stabilitu během dlouhodobého provozu

- Model V-100 s fixními otáčkami pro intenzivní roztřepání, spínač na přítlak
- Model V-200 s regulací otáček, spínač na přítlak nebo kontinuální provoz
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Frekvence třepání model V-100:	2 500 ot./min
Frekvence třepání model V-200:	200-2 500 ot./min
Poloměr otáček:	4,2 mm
Napájení:	230 V, 50 Hz
Příkon:	50 W
Rozměry (š x h x v):	78 x 215 x 78 mm
Hmotnost:	3,2 kg



Vortex V-100



Vortex V-200

Model	Katalogové číslo
V-100	S000017
V-200	S000018

Sada příslušenství pro model V-200

- Obdélníková vkládací plošina s otvory pro uchycení mikrozkušavek
- Plastová krabička pro uchycení standardní mikrotitrační destičky
- Kulatá vkládací plošina pro třepání kádínek a baněk do objemu 500 ml
- Obdélníková vkládací plošina bez otvorů pro vlastní úpravu

Technické parametry

Kapacita plošiny s otvory pro mikrozkušavky :	8 x 0,2 ml, 8 x 0,5 ml a 16 x 1,5 ml
---	--------------------------------------

Popis	Katalogové číslo
Sada příslušenství	S000019