

Vortex V-32 | GRANT-BIO

Jednoduchý vortex pro třepání více či jednoho vzorků najednou s nastavitelnou rychlostí třepání

- Reprodukovatelné jemné i intenzivní míchání a roztřepávání buněčných suspenzí a dalších vzorků v mikrozkuvkách až do objemu 1,5 ml
- Jednoduché ovládání, spínač na přítlak, nebo kontinuální provoz, regulace otáček
- Součástí balení je univerzální nástavec PV-32 pro třepání až 32 mikrozkuvek (1,5/0,5/0,2 ml - 16/8/8 pozic) a nástavec PL-1 pro třepání jedné zkušavky do objemu 15 ml
- Samostatně lze dokoupit i nástavec PV6-10 pro šest 10ml zkuvek (průměr 15 mm) a nástavec PV-48 pro šest stripů, nebo čtyřicet osm mikrozkuvek o objemu 0,2 ml

Technické parametry

Frekvence třepání:	500–3000 rpm
Výkyv:	2 mm
Maximální doba při kontinuálním provozu (nemá časovač):	8 hodin
Provozní teplota:	+ 4 až + 40 °C
Rozměry (š x h x v):	120 x 180 x 100 mm
Hmotnost:	1,5 kg



Vortex V-32



Vortex V-32

Popis	Katalogové číslo
Vortex V-32	G420042
Nástavec PV6-10	G420610
Nástavec PV-48	G420048
Náhradní nástavec PV-32	G420032