

Vortexy Classic a Wizard | VELP

Nízké ergonomické vortexy pro roztřepání obsahu zkumavky s řadou výměnných nástavců

- Mikrospínač na přítlak nebo kontinuální provoz - model Classic
- Infračervená detekce přiblížení zkumavky nebo kontinuální provoz - model Wizard
- Elektronická kontrola analogově nastavených otáček
- Robustní konstrukce z chemicky odolného technopolymeru a zinkové slitiny
- Tři protiskluzné nožičky pro zajištění stability
- Prodloužená záruka 3 roky - stačí, když zakoupený vortex zaregistrujete do 60 dnů [na stránkách výrobce >>>](#)

Technické parametry

Frekvence třepání:	0-3 000 ot/min
Poloměr otáček:	4,5 mm
Maximální zatížení:	0,5 kg
Napájení:	90-260 V, 50-60 Hz
Příkon:	15 W
Rozměry (š x h x v):	180 x 220 x 70 mm
Hmotnost:	2,2 kg



Vortex Classic



Vortex Wizard s IR čidlem

Popis	Katalogové číslo
Vortex Classic	X000101
Vortex Wizard	X000102