

Vortexy řady RX, ZX a TX | VELP

Robustní vortexy pro roztřepání obsahu zkumavky s řadou výměnných nástavců

- Elektronická regulace frekvence třepání, spínač na přítlak nebo kontinuální provoz
- Robustní chemicky odolná konstrukce z technopolymeru a slitiny zinku minimalizující přenos vibrací na okolí
- Čtyři gumové protiskluzné nožičky pro zajištění stability
- Snadné připevnění výměnných držáků pro různé typy zkumavek a nádobek
- Digitální model TX4 s nastavením otáček na LCD displeji a časovým spínačem
- Infračervený systém (IR senzor) modelů ZX4 a TX4 detekuje přiblížení zkumavky a automaticky vortex zapne
- Prodloužená záruka 3 roky - stačí, když zakoupený vortex zaregistrujete do 60 dnů [na stránkách výrobce](#)

[>>>](#)

Technické parametry

Model	RX3	ZX3	ZX4	TX4
Frekvence třepání	3 000 ot./min	0-3 000 ot./min	0-3 000 ot./min	0-3 000 ot./min
Poloměr otáček	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Kontinuální provoz	ne	ano	ano	ano
IR senzor	ne	ne	ano	ano
Časový spínač	ne	ne	ne	ano
Napájení	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Příkon	15 W	15 W	15 W	15 W
Rozměry (š x h x v)	150 x 165 x 130 mm	150 x 165 x 130 mm	150 x 165 x 130 mm	150 x 165 x 130 mm
Hmotnost	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg



Vortex RX3



Vortex ZX3



Vortex ZX4



Vortex TX4 s IR čidlem

Typ	Frekvence třepání	Katalogové číslo
Vortex RX3	fixní	K002242
Vortex ZX3	nastavitelná	K002241
Vortex ZX4	nastavitelná	K202280
Vortex TX4	nastavitelná	K202270