

Výrobník suchého ledu FRIGIMAT® JUNIOR

Jednoduchá pomůcka pro laboratorní přípravu suchého ledu z tlakové lahve

- Suchý led si vyrobíte rovnou v laboratoři ve chvíli, kdy je potřeba
- Sestava se našroubuje na hlavní ventil tlakové lahve s kapalným oxidem uhličitým opatřené sifonem. Otevřením ventilu se začne unikající oxid uhličitý ochlazovat a vzniklý suchý led je zachytáván v rukávku výrobniku.
- Matka výrobniku odpovídá standardizovanému závitu na tlakových lahvích pro evropský trh

Technické parametry

Rozměry rukávku:

15 x 30 cm

Kapacita rukávku:

0,77 kg suchého ledu



Výrobník suchého ledu FRIGIMAT® JUNIOR

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Výrobník suchého ledu FRIGIMAT® JUNIOR	1	A388862
Náhradní rukávky	3	A388861

Tlaková lahev musí být vevnitř vybavena trubicí sahající od ventilu až ke dnu lahve, tzv. stoupací trubka, "sifón".