

## Vývěva pístová CR-KP292

Kompaktní vývěva, kompresor, pro čerpání vzduchu a neutrálních plynů

- Použití pro filtrace vodných roztoků, vakuové sušení a odběr vzorků plynu

### Technické parametry

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Rychlost čerpání:    | 9,2 l/min          |
| Dosažitelné vakuum:  | 292 mbar           |
| Pracovní přetlak:    | 3,3 bar            |
| Výkon:               | 25 W               |
| Vnitřní Ø hadičky:   | 6 mm               |
| Napájení:            | 230 V, 50 Hz       |
| Rozměry (š x h x v): | 114 x 194 x 191 mm |
| Hmotnost:            | 2,0 kg             |



| Popis                  | Katalogové číslo |
|------------------------|------------------|
| Pístová pumpa CR-KP292 | R.CYA9.1         |