

Vývěva recirkulační vodní JPV | VELP

Vodní vývěva s uzavřeným oběhem nezávislá na vodovodní síti

- Nastavitelný průtok vzduchu, indikátor hladiny vody
- Včetně 1,2m hadice VITON 10 x 14 mm
- Vysoká chemická odolnost - konstrukce z polypropylenu a ABS plastů

Technické parametry

Dosažitelné vakuum:	35 mm Hg při teplotě vody 15 °C
Průtok:	0 až 22 l/min
Příkon:	160 W
Rozměry (š x h x v):	250 x 370 x 400 mm
Hmotnost:	8 kg



Vývěva recirkulační vodní JPV

Popis	Katalogové číslo
Vodní vývěva JPV	X100198