

Wi-Fi Streamer WF-10 pro digitální mikroskopy | DINO-LITE

Pro bezdrátové propojení s počítačem, tabletem nebo smartphonem

- Vysílání z jednoho Dino-Lite mikroskopu do více zařízení
- Kompatibilní s modely AM4xxx, AM7xxx a řadou dalších
- Akumulátorová baterie pro bezproblémové použití během prezentací nebo při práci v terénu

Technické parametry

Napájení:	1880 mAh Li-Ion baterie
Rozměry (š x h x v):	120 x 55 x 16 mm
Hmotnost:	112 g



Popis	Katalogové číslo
Wi-Fi Streamer WF-10	D581000

WF-10 WiFi Streamer dodáváme se síťovým adaptérem, baterií a návodem