

Zatěžovací kruhy a tyčky

- Olověné kruhy a tyčky potažené PVC
- Ideální pro zatížení a stabilizaci baněk ve vodní lázni



Kruh otevřený zatěžovací

Vnitřní průměr (mm)	Pro Erlenmeyer baňky (ml)	Hmotnost (g)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
20*	-	95	oranžová	1	R207571
35	25	240	červená	1	R207671
50	50 - 250	650	oranžová	1	R207771
70	200 - 500	900	červená	1	R207871
100	750 - 1 500	1 200	modrá	1	R207971
150	2 000	1 750	oranžová	1	R208071

*Pro odměrné válce 5 až 10 ml



Kruh otevřený zatěžovací

Kruh otevřený zatěžovací modrý

Vnitřní průměr (mm)	Pro Erlenmeyer baňky (ml)	Hmotnost (g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
42	125 - 500	200	1	I398121
51	250 - 1 000	480	1	I398221
54	500 - 2 000	660	1	I398321
66	1 000 - 4 000	930	1	I398421



Zatěžovací kruhy a tyčky

Kruh zavřený zatěžovací modrý

Vnitřní průměr (mm)	Pro Erlenmeyer baňky (ml)	Hmotnost (g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
48	125 - 500	270	1	I397121
51	250 - 1 000	500	1	I397221
57	500 - 2 000	700	1	I397321
70	1 000 - 4 000	840	1	I397421



Kruh zavřený zatěžovací modrý