


Zátka gumová s otvorem

Autoklávovatelné kónické zátky z přírodní šedé gumy s jedním otvorem

Technické parametry

Materiál:	přírodní pružná guma bez silikonu
Použití:	pro teploty -35 až +70°C
Tvrdost :	40 Shore A



Zátka gumová s otvorem

Průměr dolní (mm)	Průměr horní (mm)	Výška (mm)	Průměr otvoru (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10,5	14,5	20	3	10	R984671
12,5	16,5	20	3	10	R984771
14	18	20	3	10	R984871
17	22	25	4	10	R984971
18	24	30	4	10	R985071
21	27	30	5	10	R985171
23	29	30	5	10	R985271
26	32	30	6	10	R985371
29	35	30	6	10	R985471
31	38	35	7	10	R985571