

Zátka kónická pro zábrusy PE | KARTELL

Pětihranné zátky s barevným rozlišením velikosti

Technické parametry

Materiál:

PE

Zúžení:

1 : 10



Zátka kónická pro zábrusy PE

Kónus NZ	Dolní průměr (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
7/16	5,9	fialová	10	K001240.1
10/19	8,1	modrá	10	K001241.1
12/21	10,4	zelená	10	K001242.1
14/23	12,2	Hnědá	10	K001243.1
19/26	16,4	žlutá	10	K001244.1
24/29	21,1	červená	10	K001245.1
29/32	25,8	černá	10	K001246
34/35	30,9	bílá	10	K001247