

Zátka přehrnovací

Zátky ze silikonové nebo přírodní gumy s přehrnovacím okrajem

- Dokonalé utěsnění otvoru zkumavek a nádobek ze skla, plastu a kovu
- Použitelné na rovné i ohnuté okraje
- Přehrnutí zabraňuje náhodnému otevření
- Zůstanou vodotěsné i po opakovaném propíchnutí jehlou při odběru vzorku
- Inertní autoklávovatelné silikonové zátky pro biologické aplikace
- Gumové zátky použitelné pro chemické aplikace

Technické parametry

Teplotní odolnost zátek ze silikonové gumy : -60 až +220 °C

Teplotní odolnost zátek z přírodní gumy: -20 až +100 °C



Zátka přehrnovací Silikonová guma



Zátka přehrnovací Přírodní guma

Silikonová guma					Přírodní guma				
Průměr dolní (mm)	Průměr horní vnitřní (mm)	Max. průměr zkumavky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Průměr dolní (mm)	Průměr horní vnitřní (mm)	Max. průměr zkumavky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
4,5	7,5	7,1	100	I550011	4,5	7,5	7,1	100	I539211
9,8	10,7	10,2	50	I550111	9,8	10,7	10,2	50	I539311
12,3	13,3	12,7	50	I550211	12,3	13,3	12,7	50	I539411
14,2	15,5	14,9	20	I550311	14,2	15,5	14,9	20	I539511
14,5	16,5	15,9	20	I550411	14,5	16,5	15,9	20	I539611
15,8	17,8	19,4	20	I550511	15,8	17,8	19,4	20	I539711
21,2	24,4	23,7	10	I550611	21,2	24,4	23,7	10	I539811
28,0	31,4	30,7	5	I550711	28,0	31,4	30,7	5	I539911