

Zátka z buničité vaty

Klasické zátky pro zkumavky a Erlenmeyerovy baňky

- Horkovzdušná sterilizace při max. 200 °C
- Pro mikrobiologické použití



Horní/dolní průměr (mm)	Výška (mm)	Použití	Vnitřní průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
11/7	28	Zkumavky	7,0-9,5	200	V010905
14/9,5	31	Zkumavky	9,5-11,5	200	V011000
15/11	30	Zkumavky	11,5-13,5	200	V011250
16,5/11,5	40	Zkumavky	13,0-14,5	200	V011400
20/12	35	Zkumavky	13,0-16,0	200	V011700
22/16,5	36	Erlenmeyerovy baňky	19,5-17,5	500	V011800
23/19,5	42	Erlenmeyerovy baňky	20,5-22,0	100	V012000
32,5/28	60	Erlenmeyerovy baňky	29,5-31,0	100	V012900
35,5/31,5	63	Erlenmeyerovy baňky	32,5-35,0	100	V013200
46/36	63	Erlenmeyerovy baňky	40,0-43,5	50	V013800
58/40	65	Erlenmeyerovy baňky	44,0-55,0	50	V013900

Velká škála dalších rozměrů na vyžádání.