

Zátka ze silikonové gumy

Autoklávovatelné biologicky inertní zátky

- Odolná vůči stárnutí, ozónu a opakované sterilizaci

Technické parametry

Materiál:	čirá silikonová guma
Použití:	pro teploty -60 až +180 °C (krátkodobě +250 °C)
Zúžení:	cca 60°
Tvrdost :	50 Shore A



Zátka ze silikonové gumy

Průměr dolní (mm)	Průměr horní (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
3,5	6,5	15	50	R338831
5,0	9,0	20	50	R338931
8,0	12,0	20	20	R339031
10,5	14,5	20	20	R339131
14,0	18,0	20	10	R039621
17,0	22,0	25	10	R339231
18,0	24,0	30	10	R339331
21,0	27,0	30	5	R339431
26,0	32,0	30	5	R339531
29,0	35,0	30	1	R339631
31,0	38,0	35	1	R339731
36,0	44,0	40	1	R339831
41,0	49,0	40	1	R339931
47,0	55,0	40	1	R.TL34.1
50,5	59,5	45	1	R.TL35.1
56,0	65,0	45	1	R.TL36.1
60,0	70,0	50	1	R.TL37.1

64,5	75,5	55	1	R.TL38.1
71,0	83,0	60	1	R.TL39.1
79,0	92,0	65	1	R.TL40.1
87,0	100,0	65	1	R.TL41.1
94,0	107,0	65	1	R.TL42.1