

Závaží kalibrační a sady závaží

Závaží pro kalibraci vah bez certifikátu nebo s DAkkS kalibračním certifikátem



Doporučená třída přesnosti kalibračního závaží

Technické parametry

Rozlišení vah	Třída přesnosti podle OIML R111-1	Použití
-	M2	závaží pro běžné vážení na mechanických vahách
přibližně do 10 000 d	M1	závaží pro průmyslové a obchodní váhy
přibližně do 30 000 d	F2	závaží pro přesné váhy
přibližně do 100 000 d	F1	závaží pro analytické a přesné váhy
víc než 100 000 d	E2	maximálně přesná závaží pro analytické váhy

Kalibrační závaží třídy E2

Kalibrační závaží pro analytické váhy v individuálním dřevěném boxu vyloženém sametem

Technické parametry

Materiál závaží: vysoce vyleštěná nekorodující antimagnetická nerezová ocel

Bez certifikátu			S certifikátem		
Hmotnost (g)	Tolerance (+mn mg)	Katalogové číslo	Hmotnost (g)	Tolerance (+mn mg)	Katalogové číslo
20	0,08	R911371	20	0,08	R911471
50	0,10	R911571	50	0,10	R911671
100	0,15	R911771	100	0,15	R911871
200	0,30	R911971	200	0,30	R912071



Kalibrační závaží třídy E2

Kalibrační závaží třídy F1

Závaží pro kalibraci a kontrolu laboratorních vah v individuálním pouzdru

Technické parametry

Materiál závaží:

leštěná nerezová ocel

Bez certifikátu			S certifikátem		
Hmotnost (g)	Tolerance (+mn mg)	Katalogové číslo	Hmotnost (g)	Tolerance (+mn mg)	Katalogové číslo
1	0,10	R400171	1	0,10	R415171
2	0,12	R400271	2	0,12	R415271
5	0,15	R400371	5	0,15	R415371
10	0,20	R400471	10	0,20	R415471
20	0,25	R400571	20	0,25	R415571
50	0,30	R400671	50	0,30	R415671
100	0,50	R400771	100	0,50	R415771
200	1,00	R400871	200	1,00	R415871
500	2,50	R400971	500	2,50	R415971
1 000	5,00	R401071	1 000	5,00	R416071
2 000	10,00	R401171	2 000	10,00	R416171



Kalibrační závaží třídy F1

Kalibrační závaží třídy M1

Závaží pro kalibraci a kontrolu jednoduchých školních a laboratorních vah v pouzdru

Technické parametry

Materiál závaží:	nerezová ocel
------------------	---------------

Bez certifikátu			S certifikátem		
Hmotnost (g)	Tolerance (+mn mg)	Katalogové číslo	Hmotnost (g)	Tolerance (+mn mg)	Katalogové číslo
50	3	I572821	50	3	I573521
100	5	I572921	100	5	I573621
200	10	I573021	200	10	I573721
500	25	I573121	500	25	I573821
1 000	50	I573221	1 000	50	I573921
2 000	100	I573321	2 000	100	I574021
5 000	250	I573421	5 000	250	I574121



Kalibrační závaží třídy M1

Sady závaží třídy M1

Sady závaží v dřevěném boxu

Technické parametry

Materiál závaží:	nerezová ocel
------------------	---------------

Bez certifikátu			S certifikátem		
Rozsah (g)	Počet závaží	Katalogové číslo	Rozsah (g)	Počet závaží	Katalogové číslo
1 - 100	9	R912171	1 - 100	9	R912271
1 - 500	12	R912371	1 - 500	12	R912471
1 - 2000	15	R912571	1 - 2000	15	R912671



Sada závaží třídy M1

Sady závaží třídy M2

Sady závaží v dřevěném boxu

Technické parametry

Materiál závaží:

nerezová ocel

Bez certifikátu			S certifikátem		
Rozsah (g)	Počet závaží	Katalogové číslo	Rozsah (g)	Počet závaží	Katalogové číslo
1 - 50	8	R912771	1 - 50	8	R912871
1 - 100	9	R912971	1 - 100	9	R913071
1 - 500	12	R913171	1 - 500	12	R913271
1 - 1000	13	R913371	1 - 1000	13	R913471
1 - 2000	15	R913571	1 - 2000	15	R913671



Sady závaží třídy M2