

ŽELATINA

- Bloomovo číslo udává pevnost želatinového gelu (čím je vyšší, tím pevnější je gel)
- Pro histologické aplikace je většinou postačující Bloomovo číslo 180

ŽELATINA

Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	500 g	Z 07101

ŽELATINA 140 Bloom

CAS: 9000-70-8

Technické parametry

Skladování:

při 20 °C

Čistota	Balení	Katalogové číslo
stříbrná, extra čistá	100 g	R.4275.4
stříbrná, extra čistá	500 g	R.4275.3
stříbrná, extra čistá	1 kg	R 42751
stříbrná, extra čistá	5 kg	R.4275.2

ŽELATINA 160 Bloom

CAS: 9000-70-8

Technické parametry

Skladování:

při 20 °C

Čistota	Balení	Katalogové číslo
krystalová, extra čistá	100 g	R.4308.4
krystalová, extra čistá	500 g	R.4308.3
krystalová, extra čistá	1 kg	R 43081
krystalová, extra čistá	5 kg	R.4308.2

ŽELATINA 180 Bloom

Vepřového původu

CAS: 9000-70-8

Technické parametry

Skladování:

při 20 °C

Čistota	Balení	Katalogové číslo
zlatá, extra čistá	100 g	R.4274.4
zlatá, extra čistá	500 g	R.4274.3
zlatá, extra čistá	1 kg	R 42741
zlatá, extra čistá	5 kg	R.4274.2

ŽELATINA 240 Bloom

Vepřového původu

CAS: 9000-70-8

Technické parametry

Skladování:

při 20 °C

Čistota	Balení	Katalogové číslo
platinová, extra čistá	100 g	R.4582.4
platinová, extra čistá	500 g	R.4582.3
platinová, extra čistá	1 kg	R 45821
platinová, extra čistá	5 kg	R.4582.2