

ZELEŇ BRILANTNÍ roztok


C.I.42040, Basic Green 1, malachitová zeleň G, zeleň brilantová

CAS: 633-03-4

Vzorec: C₂₇H₃₃N₂HO₄S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	482,64
Indikátor:	pH 0,0-2,6
Barevný přechod:	žlutá - zelená
Bezp. věty (GHS):	H302-H319



struktura

Čistota	Balení	Katalogové číslo
1% vodný roztok	250 ml	Z 04501
1% vodný roztok	500 ml	Z 04502
1% vodný roztok	1000 ml	Z 04503

*Rádi Vám připravíme nabídku také na jiné koncentrace indikátorových roztoků.