


ZELEŇ BROMKRESOLOVÁ, SODNÁ SŮL

CAS: 62625-32-5

Vzorec: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	720,02
Indikátor:	3,8-5,4
Barevný přechod:	žlutá - modrá
Pracovní roztok:	0,04 g v 100 ml H ₂ O



Čistota	Balení	Katalogové číslo
ACS	1 g	R.KK18.1
ACS	5 g	R.KK18.2
ACS	25 g	R.KK18.3