

Židle řady MONA | KOVONAX

Židle na kolečkách s nízkou kovovou opěrkou zad a nastavitelnou výškou sedáku

- Židle s pevnou chromovanou konstrukcí a pogumovanými kolečky na tvrdé podlahy
- Nastavitelná výška sezení plynovým pístem s ovládáním pomocí páky pod sedákem
- Sedák čalouněný kvalitní koženkou se zdravotnickým atestem s větší odolností vůči biologickým materiálům a čisticím prostředkům
- Nosnost 150 kg, 5 let záruky výrobce na kovové části

Technické parametry

Model	Konstrukce	Podpěra pod nohy	Sedací výška	Celková výška	Celková šířka	Průměr sedáku	Tloušťka sedáku	Hmotnost
Mona II	pětiramenný kříž	výškově nastavitelná spolu se sedákem	540 - 730 mm	660 - 850 mm	620 mm	400 mm	70 mm	9,5 kg
Mona II K	kruhová podnož	ne	450 - 580 mm	570 - 700 mm	500 mm	400 mm	70 mm	8 kg
Mona II	podnož tvaru "F"	ne	510 - 640 mm	640 - 770 mm	620 mm	400 mm	70 mm	7,5 kg



Židle Mona II

Židle se zvýšeným čalouněním a s kovovou opěrkou zad


- Kolečka na pětiramenném kříži a podpěra nohou výškově stavitelná v závislosti na výšce sezení
- Výška podpěry nohou se nastavuje spolu s nastavováním výšky sezení aretačním šroubem

Barva koženky	Katalogové číslo
Žlutá Meditap 1123	L044312.Y
Fuchsiová Meditap 3333	L044312.F
Světle modrá Meditap 5040	L044312.M
Světle zelená Meditap 6274	L044312.Z
Šedá Meditap 7000	L044312.G
Světle šedá Meditap 9001	L044312.N
Černá Meditap 9011	L044312.B

Židle dodáváme standardně s koženkou Meditap s oděruvzdorností 200 000 cyklů v uvedených barvách. Pro jinou barevnou verzi (viz vzorník) si vyžádejte nabídku.



Židle Mona II



Barvy koženky použité na sedáky a opěradla

Židle Mona II K

Židle se zvýšeným čalouněním a s kovou opěrkou zad


- Pět koleček na kruhové podnoži

Barva koženky	Katalogové číslo
Žlutá Meditap 1123	L053312.Y
Fuchsiová Meditap 3333	L053312.F
Světle modrá Meditap 5040	L053312.M
Světle zelená Meditap 6274	L053312.Z
Šedá Meditap 7000	L053312.G
Světle šedá Meditap 9001	L053312.N
Černá Meditap 9011	L053312.B

Židle dodáváme standardně s koženkou Meditap s oděruvzdorností 200 000 cyklů v uvedených barvách. Pro jinou barevnou verzi (viz vzorník) si vyžádejte nabídku.



Židle Mona II K



Barvy koženky použité na sedáky a opěradla

Židle Mona II F

Židle se zvýšeným čalouněním a s kovovou oporou zad


- Kolečka na pětiramenné podnoži ve tvaru "F"

Barva koženky	Katalogové číslo
Žlutá Meditap 1123	L054312.Y
Fuchsiová Meditap 3333	L054312.F
Světle modrá Meditap 5040	L054312.M
Světle zelená Meditap 6274	L054312.Z
Šedá Meditap 7000	L054312.G
Světle šedá Meditap 9001	L054312.N
Černá Meditap 9011	L054312.B

Židle dodáváme standardně s koženkou Meditap s oděruvzdorností 200 000 cyklů v uvedených barvách. Pro jinou barevnou verzi (viz vzorník) si vyžádejte nabídku.



Židle Mona II F



Barvy koženky použité na sedáky