


Zkumavka centrifugační s kónickým dnem | NALGENE

Centrifugační zkumavky s reliéfní orientační stupnicí a rovným okrajem

- Zamačkávací víčka nutno objednat samostatně

Technické parametry

Materiál zkumavek:	čirý PC, nebo průsvitný PPCO
Materiál víčka:	PP
Maximální přetížení (při 22 °C):	6 000 × g



Zkumavky centrifugační z PPCO



Zkumavky centrifugační z PC

Zkumavka					Víčko PP				
Objem (ml)	Průměr × výška (mm)	Materiál	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr × výška (mm)	Materiál	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	17 × 119	PPCO	10	N030015	15	17 × 119	PPCO	10	N310017
15	17 × 120	PC	10	N050015	15	17 × 120	PC	10	N310017
50	29 × 133	PPCO	10	N030050	50	29 × 133	PPCO	10	N310029
50	29 × 134	PC	10	N050050	50	29 × 134	PC	10	N310029