

Zkumavka centrifugační s kulatým dnem

Silnostěnná centrifugační zkumavka pro běžné laboratorní použití

Technické parametry

Max. odstředivá síla:

4 000 × g



Centrifugační zkumavka s kulatým dnem

Na-sklo					DURAN®				
Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
12	16	100	10	H095016	12	16	100	10	H095816
12	17	98	10	H095001	12	17	98	10	H095801
25	24	100	1	H095003	25	24	100	1	B302386
50	34	100	1	H095004	50	34	100	1	B302387
80	40	115	1	H095005	80	40	115	1	R310561
80	44	100	1		80	44	100	1	R310621