

Zkumavka centrifugační s kulatým dnem a šroubovacím víčkem | NALGENE

Zkumavky s víčkem typu Oak Ridge vhodné pro všechny značkové centrifugy (Beckmann, Sorvall a další)

- Zkumavky se šroubovacím víčkem bez těsnění pro běžné použití, nebo se silikonovým těsněním pro kritické aplikace
- Při otáčkách vyšších než 10 000 ot./min doporučuje výrobce používat zkumavky s těsněním ve víčku
- Zkumavky je třeba plnit minimálně z 80 % jejich plné kapacity
- Zkumavky z FEP musí být plněny na 100 %, aby se zabránilo jejich zhroucení
- Opakované autoklávování zkumavek z PC snižuje mechanickou pevnost

Technické parametry

Materiál zkumavek:	čirý PC, průsvitný PPCO, čirý PSF nebo chemicky odolný FEP
Materiál víčka zkumavek z PC, PPCO a PSF:	PP
Materiál víčka zkumavek z FEP:	ETFE
Maximální přetížení zkumavek z PSF, PPCO a PC (při 20 °C):	50 000 × g
Maximální přetížení zkumavek z FEP (při 20 °C):	20 000 × g



Zkumavky s víčkem bez těsnění

Technické parametry

Objem (ml)	Průměr × výška (mm)	Materiál	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	16,1 × 81,7	PC	10	N180010
10	16,0 × 81,4	PPCO	10	N190010
10	16,0 × 81,5	FEP	2	N140010
28	25,4 × 101,8	PC	10	N180028
28	25,4 × 101,9	PPCO	10	N190028
30	25,7 × 94,5	PC	10	N180030

30	25,5 × 94,3	PPCO	10	N190030
30	25,7 × 94,5	PSF	10	N150030
30	26,7 × 93,7	FEP	2	N140030
50	28,8 × 107,0	PC	10	N180050
50	28,8 × 106,7	PPCO	10	N190050
50	29,0 × 107,7	PSF	10	N150050
50	28,8 × 107,7	FEP	2	N140050



Zkumavky z PC



Zkumavky z PPCO



Zkumavky z PSF



Zkumavky z FEP

Zkumavky s víčkem se silikonovým těsněním

Dokonale těsnící zkumavky pro centrifugaci nebezpečných látek

- Při otáčkách vyšších než 10 000 ot./min doporučuje výrobce používat zkumavky s těsněním ve víčku

Technické parametry

Materiál těsnění ve víčku:

silikon

Objem (ml)	Průměr × výška (mm)	Materiál	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	16,1 × 82,3	PC	10	N380010
10	16,0 × 82,0	PPCO	10	N390010
16	18,2 × 106,9	PC	10	N380016
16	17,9 × 106,6	PPCO	10	N390016
30	25,7 × 101,6	PC	10	N380030

30	25,4 × 101,4	PPCO	10	N390030
50	28,8 × 115,0	PC	10	N380050
50	25,8 × 114,1	PPCO	10	N390050
50	29,0 × 115,3	PSF	10	N370050



Zkumavky z PC s víčkem s těsněním



Zkumavky z PPCO s víčkem s těsněním

Víčka s těsněním pro Oak Ridge centrifugační zkumavky

- Těsnění silikonovým "O" kroužkem zaručuje nepropustnost zkumavky

Technické parametry

Materiál víčka:

PP

Materiál těsnění pro zkumavky z PSF, PPCO a PC :

silikon

Velikost (mm)	Objem zkumavek	Vhodné pro zkumavky (kat. č.)	Balení (ks)	Katalogové číslo
20	28 a 30 ml	N180028 a N190028 N150030, N180030, N190030 N370030, N380030, N390030	2	N320020
24	50 ml	N150050, N180050, N190050 N370050, N380050, N390050	2	N320024



Víčka s těsněním pro Oak Ridge centrifugační zkumavky