

Zkumavka centrifugační s modrým šroubovacím víčkem | KARTELL

Kónické zkumavky s modrým dokonale těsnícím víčkem

- Nepyrogenní, zkumavky odpovídající normě 98/79/CE
- Nesterilní a gama-sterilní zkumavky s bílou stupnicí a bílou popisovací plochou
- Balené v sáčku nebo v HDPE stojánku

Technické parametry

Materiál:	PP
Maximální RCF:	10 000 x g
Teplotní rozsah:	−80 až +121 °C
Kategorie zdrav. prostředku:	IVDR class A (EU 2017/746)

Zkumavka	15 ml	50 ml
Stupnice	2 až 15 ml dělená po 0,5 ml	5 až 50 ml dělená po 2,5 ml
Rozměry	17 × 120 mm	30 × 115 mm



Zkumavka centrifugační s modrým šroubovacím víčkem 15 ml



Zkumavka centrifugační s modrým šroubovacím víčkem 50 ml



Zkumavka centrifugační s modrým šroubovacím víčkem 15 ml ve stojánku



Zkumavka centrifugační s modrým šroubovacím víčkem 50 ml ve stojánku

Objem (ml)	Balení (ks)	Sterilita	Katalogové číslo
------------	-------------	-----------	------------------

15	50 v sáčku	Nesterilní	K084006
15	50 ve stojánku	Nesterilní	K084009
50	25 v sáčku	Nesterilní	K084011
50	25 ve stojánku	Nesterilní	K084014

Sterilní zkumavka centrifugační s modrým šroubovacím víčkem | KARTELL

Kónické centrifugační zkumavky sterilizované gama zářením

Technické parametry

Kategorie zdrav. prostředku:

Není deklarováno jako ZP

Objem (ml)	Balení (ks)	Sterilita	Katalogové číslo
15	50 v sáčku	Sterilní	K084007
15	50 ve stojánku	Sterilní	K084010
50	25 v sáčku	Sterilní	K084012
50	25 ve stojánku	Sterilní	K084015