

Zkumavka centrifugační se šroubovacím uzávěrem

Autoklávovatelná 15 ml zkumavka s kónickým nebo kulatým dnem

Technické parametry

Max. odstředivá síla:	3 000 × g
Materiál zkumavky:	sodnodraselné sklo
Materiál uzávěru:	PP
Závit uzávěru:	DIN 14



Dno zkumavky	Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kónické	15	17	112	100	R.CLC6.1
Kulaté	15	17	98	100	R.CLC7.1