

Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem

Zkumavky s dokonale těsnícím víčkem, pro uzavření stačí 3/4 otáčky

- Kónické zkumavky s černou tištěnou orientační stupnicí a bílou popisovací plochou
- Balené v sáčku nebo v kartonovém skládacím stojánu
- Lze použít při extrakci směsí chloroformu s fenolem
- Certifikované necytotoxické zkumavky, bez nukleáz, endotoxinů a kovů


Technické parametry

Materiál:	vysoce transparentní PP
Materiál víčka:	HDPE
Obsah kovů:	méně než 1 ppm
Teplotní rozsah:	−80 až +121 °C

Zkumavka	15 ml	50 ml	50 ml stojící
Maximální přetížení	17 000 × g	20 000 × g	10 000 × g
Rozměry	17 × 120 mm	29 × 115 mm	29 × 117 mm



Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem



Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem

Nesterilní				Sterilní			
Objem (ml)	Typ zkumavky	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Typ zkumavky	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	kulaté dno	40 v sáčku		15	kulaté dno	40 v sáčku	K081153
15	kónické dno	50 v sáčku	P081159.1	15	kónické dno	50 v sáčku	P081150.1
15	kónické dno	10 × 50 v sáčku	P081159.2	15	kónické dno	10 × 50 v sáčku	P081150.2
15	kónické dno	2 × 25 ve stojánu	P091159	15	kónické dno	2 × 25 ve stojánu	P091150
50	kónické dno	50 v sáčku	P081559.1	50	kónické dno	50 v sáčku	P081550.1
50	kónické dno	10 × 50 v sáčku	P081559.2	50	kónické dno	10 × 50 v sáčku	P081550.2

50	kónické dno	2 × 25 ve stojánku	P091559	50	kónické dno	2 × 25 ve stojánku	P091550
50	stojící	50 v sáčku	P081556.1	50	stojící	50 v sáčku	P081551.1
50	stojící	10 × 50 v sáčku	P081556.2	50	stojící	10 × 50 v sáčku	P081551.2