

Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem ECO | KARTELL

Kónické zkumavky s reliéfní orientační stupnicí bez popisovací plochy

- Nesterilní zkumavky s modrým víčkem, gama-sterilní s víčkem červeným
- Balené v sáčku, autoklávatelné s odšroubovaným víčkem

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−10 až +130 °C
Maximální přetížení úhlových rotorů:	5 000 × g
Kategorie zdrav. prostředku:	IVDR class A (EU 2017/746)

Zkumavka	15 ml	50 ml	50 ml stojící
Rozměry	17 × 120 mm	30 × 115 mm	30 × 115 mm



Centrifugační zkumavka se šroubovacím víčkem ECO

Objem (ml)	Typ zkumavky	Balení (ks)	Sterilita	Katalogové číslo
15	kónické dno	150	Nesterilní	K084100
50	kónické dno	100	Nesterilní	K084002
50	stojící	100	Nesterilní	K084004

Sterilní zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem ECO | KARTELL

Centrifugační zkumavky sterilizované gama zářením, s červeným víčkem

Technické parametry

Kategorie zdrav. prostředku:	Není deklarováno jako ZP
------------------------------	--------------------------

Objem (ml)	Typ zkumavky	Balení (ks)	Sterilita	Katalogové číslo
15	kónické dno	150	Sterilní	K084001
50	kónické dno	100	Sterilní	K084003
50	stojící	100	Sterilní	K084005