

Zkumavka kultivační CELLSTAR® | GREINER BIO-ONE

Sterilní 12ml polystyrénové kultivační zkumavky

- Číré zkumavky se zvýšenou adhezí buněk díky fyzikální úpravě jejich povrchu
- Zkumavky s kulatým dnem a šroubovacím červeným uzávěrem
- Stojící zkumavky s červeným bajonetovým uzávěrem, pro otevření stačí 1/3 otáčky
- Nepyrogeenní, necytotoxické, bez detekovatelných stop DNáz, RNáz a lidské DNA

Technické parametry

Materiál:	zkumavka - speciálně povrchově upravený extra čistý PS, uzávěr - HDPE
Maximální přetížení zkumavek s kulatým dnem:	3 000 × g (výkyvný rotor) 5 000 × g (úhlový rotor)
Maximální přetížení stojících zkumavek:	5 000 × g (výkyvný rotor) 5 000 × g (úhlový rotor)
Teplotní rozsah:	−20 až +60 °C



Zkumavka kultivační CELLSTAR®

Popis	Typ uzávěru	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Zkumavky s kulatým dnem	šroubovací	17,0	100	1000 (200 × 5)	R.CNC4.1
Zkumavky stojící	bajonetový	16,8	100	1000 (200 × 5)	R.CNC5.1