

Zkumavka kultivační s filtrem CELLSTAR® CELLreactor™ | GREINER BIO-ONE

Sterilní kultivační zkumavky s filtrem ve víčku, se stupnicí a popisovací plochou

- Malé bioreaktory pro suspenzní buněčné kultury, množení aerobních bakterií, kvasinek a ostatních mikroorganismů
- Membránový filtr ve šroubovacím víčku zaručuje vynikající výměnu plynů
- Kónický tvar usnadňuje přímé sklizení nakultivovaných buněk
- Zkumavky lze využít i pro ukládání vzorků, které vyžadují výměnu plynů
- Nepyrogeenní, necytotoxické, bez detekovatelných stop DNáz, RNáz a lidské DNA

Technické parametry

Materiál:	PP
Filtr:	PTFE krytý kapilární membránový filtr (USP Class VI certified)
Porozita filtru:	0,2 µm
Maximální přetížení 15ml zkumavek:	4 000 × g (výkyvný rotor) 15 000 × g (úhlový rotor)
Maximální přetížení 50ml zkumavek:	3 200 × g (výkyvný rotor) 9 500 × g (úhlový rotor)
Teplotní rozsah zkumavek:	−196 až +121 °C
Teplotní rozsah víčka:	−80 až +100 °C



Zkumavka kultivační 50 ml

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	30	115	500 (25 × 20)	R.CLY3.1