

Zkumavka kultivační s víčkem | SIMPORT

Sterilní kultivační zkumavka z PP nebo PS


- Natištěná bílá stupnice a popisovací plocha
- Dvoupolohové uzavírání umožňuje jak aerobní, tak anaerobní kultivaci
- Sterilizované gama-zářením
- Zkumavky jsou balené jednotlivě nebo po 25 ks

Technické parametry

Maximální objem (bez víčka): 4,5 ml (zkumavky 12 × 75 mm), 14 ml (zkumavky 17 × 95 mm)



Zkumavka kultivační s víčkem sterilní



Zkumavka kultivační s víčkem sterilní bez graduace

Rozměry (mm)	Materiál	Stupnice (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
12 × 75	PS	1-4	0,1	500 × 1	P200300
12 × 75	PS	1-4	0,1	20 × 25	P205800
12 × 75	PS	bez graduace	-	20 × 25	P205801
12 × 75	PP	1-4	0,1	500 × 1	P200500
12 × 75	PP	1-4	0,1	20 × 25	P206300
12 × 75	PP	bez graduace	-	20 × 25	P206400
17 × 95	PS	1-12	0,25	500 × 1	P200100
17 × 95	PS	1-12	0,25	20 × 25	P200625
17 × 95	PS	bez graduace	-	20 × 25	P200101
17 × 95	PP	1-12	0,25	500 × 1	P205700
17 × 95	PP	1-12	0,25	20 × 25	P205900
17 × 95	PP	bez graduace	-	500 × 1	P042621