

Zkumavka na jedno použití 5 ml barevná | SIMPORT

Polystyrenové a polypropylenové zkumavky

- Polypropylenové zkumavky lze autoklávkovat

Technické parametry

Rozměry:	12 × 75 mm
Maximální přetížení úhlových rotorů:	zkumavky z PS - 1 400 × g zkumavky z PP - 3 000 × g
Materiál zkumavek:	PS nebo PP



Zkumavky na jedno použití 5 ml

Zkumavky z PS			Zkumavky z PP		
Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	1 000	U400302.M	modrá	1 000	U400311.M
žlutá	1 000	U400302.Y	žlutá	1 000	U400311.Y
zelená	1 000	U400302.Z	zelená	1 000	U400311.Z
oranžová	1 000	U400302.O	oranžová	1 000	U400311.O
hnědá	1 000		hnědá	1 000	U400311.A